


Зажим артериальный ROCHESTER-PEAN AA 201

ФСЗ 2009/05787

сосудистый, изогнутый, длина 140 мм / 160 мм / 180 мм / 200 мм / 220 мм / 240 мм / 260 мм / 300 мм / 360 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Тип	сосудистый
Профиль	изогнутый
Длина	140 мм / 160 мм / 180 мм / 200 мм / 220 мм / 240 мм / 260 мм / 300 мм / 360 мм