

Зажим для поджелудочной железы большой изогнутый З-44-2

ФСР 2010/08119

зажим для поджелудочной железы, большой,
изогнутый, длина 230 мм, длина рабочей части 72.5
мм, ширина рабочей части 15 мм, толщина 8 мм



МИЗ им. М. Горького ОАО, Россия

Характеристики

Назначение	для поджелудочной железы
Тип	большой
Профиль	изогнутый
Длина	230 мм
Длина рабочей части	72.5 мм
Ширина рабочей части	15 мм
Толщина в сомкнутом состоянии	8 мм