

Зажим для поджелудочной железы малый изогнутый 3-44-1

ФСР 2010/08119

зажим для поджелудочной железы, малый, изогнутый,  
длина 225 мм, длина рабочей части 67.5 мм, ширина  
рабочей части 12 мм, толщина 8 мм

МИЗ им. М. Горького ОАО, Россия



Характеристики

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Назначение                    | для поджелудочной железы |
| Тип                           | малый                    |
| Профиль                       | изогнутый                |
| Длина                         | 225 мм                   |
| Длина рабочей части           | 67.5 мм                  |
| Ширина рабочей части          | 12 мм                    |
| Толщина в сомкнутом состоянии | 8 мм                     |