


Зажим для захватывания кишечной стенки прямой для новорожденных 3-126

ФСР 2010/08119

зажим для захватывания кишечной стенки, прямой, детский, длина 140 мм, длина рабочей части 40 мм, толщина 3 мм

МИЗ им. М. Горького ОАО, Россия



Характеристики

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Назначение                    | для захватывания кишечной стенки |
| Профиль                       | прямой                           |
| Детский                       | Да                               |
| Длина                         | 140 мм                           |
| Длина рабочей части           | 40 мм                            |
| Толщина в сомкнутом состоянии | 3 мм                             |