

Зажим кишечный эластичный для детей изогнутый З-40-4

ФСР 2010/08119

зажим кишечный, эластичный, изогнутый, детский,
длина 192 мм, длина рабочей части 94 мм, ширина
рабочей части 6 мм, толщина 1.4 мм

МИЗ им. М. Горького ОАО, Россия



Характеристики

Назначение	кишечный
Тип	эластичный
Профиль	изогнутый
Детский	Да
Длина	192 мм
Длина рабочей части	94 мм
Ширина рабочей части	6 мм
Толщина в сомкнутом состоянии	1.4 мм