

Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый З-40-2

ФСР 2010/08119

зажим кишечный, эластичный, изогнутый, длина 235 мм, длина рабочей части 124 мм, ширина рабочей части 6 мм, толщина 2 мм

МИЗ им. М. Горького ОАО, Россия



Характеристики

Назначение	кишечный
Тип	эластичный
Профиль	изогнутый
Длина	235 мм
Длина рабочей части	124 мм
Ширина рабочей части	6 мм
Толщина в сомкнутом состоянии	2 мм