

Зажим-костодержатель по Ульриху ULRICH KA 777

ФСЗ 2009/05787

для захватывания и удержания трубчатых костей,
ребристые бранши, изогнутая форма браншей,
профиль изогнутый, длина 230 / 250 / 280 мм, с
винтовым фиксатором, пружинный

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	для захватывания и удержания трубчатых костей
Бранши	ребристые
Форма браншей	изогнутая
Профиль	изогнутый
Длина	230 / 250 / 280 мм
С винтовым фиксатором	Да
Пружинный	Да