

Зажим-костодержатель по Ульриху ULRICH KA 778

ФСЗ 2009/05787

для захватывания и удержания трубчатых костей,  
ребристые бранши, изогнутая форма браншей,  
профиль прямой, длина 230 / 250 / 280 мм, с винтовым  
фиксатором, пружинный

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Назначение            | для захватывания и удержания трубчатых костей |
| Бранши                | ребристые                                     |
| Форма браншей         | изогнутая                                     |
| Профиль               | прямой                                        |
| Длина                 | 230 / 250 / 280 мм                            |
| С винтовым фиксатором | Да                                            |
| Пружинный             | Да                                            |