


Зажим Медин-Урал Москит M231

ФСР 2009/04976

тип москит, зажим глазной, прямой, с зубом, с
рифлением, длина 88 мм, длина губок 10 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	москит
Назначение	глазной
Профиль	прямой
С зубом	Да
С рифлением	Да
Длина общая	88 мм
Длина губок	10 мм

Дополнительные характеристики

Зажим Москит M231:

- прямой; □
- зубцы 1х2 - 2 мм;
- длина общая 88 мм;
- длина губок 10 мм.