

Зажим Медин-Урал Москит M234.12

ФСР 2009/04976

тип москит, зажим для операционного белья, прямой, с рифлением, длина 76 мм, ширина губок 1.4 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	москит
Назначение	для операционного белья
Профиль	прямой
С рифлением	Да
Длина общая	76 мм
Ширина губок	1.4 мм

Дополнительные характеристики

- Зажим Москит M234.12: □□
- губки изогнутые с рифлением;
 - для операционных салфеток;
 - ширина губок 1.4 мм;
 - длина общая 76 мм.