

Зажим Медин-Урал фиксационный М235.2

ФСР 2009/04976

зажим глазной, изогнутый, с зубом, с рифлением,
длина 130 мм, ширина губок 1.5 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	глазной
Профиль	изогнутый
С зубом	Да
С рифлением	Да
Длина общая	130 мм
Ширина губок	1.5 мм

Дополнительные характеристики

- Зажим фиксационный М235.2□□
- губки изогнутые с рифлением;
 - зубцы 1х2-0.7 мм;
 - ширина губок 1.5 мм;
 - длина общая 130 мм.