

Зажим Медин-Урал фиксационный М235.3

ФСР 2009/04976

зажим глазной, прямой, с зубом, с рифлением, длина 130 мм, ширина губок 1.5 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	глазной
Профиль	прямой
С зубом	Да
С рифлением	Да
Длина общая	130 мм
Ширина губок	1.5 мм

Дополнительные характеристики

- Зажим фиксационный для эвисцерознуклеации М235.3:
- губки изогнутые с рифлением;
 - зубцы 1х2-0.7 мм;
 - ширина губок 1.5 мм;
 - длина общая 130 мм.