

Зажим Медин-Урал Бильрот М237.2

ФСР 2009/04976

тип бильрот, зажим глазной, прямой, с рифлением,
длина 130 мм, ширина губок 1.5 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	бильрот
Назначение	глазной
Профиль	прямой
С рифлением	Да
Длина общая	130 мм
Ширина губок	1.5 мм

Дополнительные характеристики

- Зажим Бильрот М237.2:□
- губки изогнутые с рифлением;
 - ширина губок 1.5 мм;
 - длина общая 130 мм.