

Зажим с кремальерой для временного пережатия сосудов  
изогнутый по плоскости под углом 120 град. малый З-64

29/01050603/5851-04

зажим сосудистый, с кремальерой, изогнутый по  
плоскости, малый, длина 155 мм

МИЗ им. М. Горького ОАО, Россия



Характеристики

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Вид     | сосудистый             |
| Тип     | с кремальерой          |
| Профиль | изогнутый по плоскости |
| Размер  | малый                  |
| Длина   | 155 мм                 |