

Зеркало гинекологическое по Куско Симург

ФСЗ 2007/00493

по Куско, одноразовое, размер 1(S) / 2(M) / 3(L)

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	по Куско
Использование	одноразовое
Размер	1(S) / 2(M) / 3(L)

Дополнительные характеристики

Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско Симург

Изображение	Модификация	Описание
	Зеркало гинекологическое по Куско № 1/S (кат. № 176)	длина створок – 117 мм ширина – 20 мм диаметр отверстия – 45×30 мм максимальное раскрытие створок – 65 мм цвет фиксатора – красный
	Зеркало гинекологическое по Куско № 2/M (кат. № 023)	длина створок – 117 мм ширина – 30 мм диаметр отверстия – 45×30 мм максимальное раскрытие створок – 65 мм цвет фиксатора – синий
	Зеркало гинекологическое по Куско № 3/L (кат. № 177)	длина створок – 117 мм ширина – 34 мм диаметр отверстия – 45×30 мм максимальное раскрытие створок – 65 мм цвет фиксатора – зеленый

Особенности:

- Створки зеркала гинекологического по Куско, изготовленные из специального прозрачного пластика, позволяют оценить состояние слизистой влагалища.
- Особая форма створок зеркала и «окна» обеспечивает хорошие возможности для визуального гинекологического осмотра без дискомфорта для пациентки.
- Длинная эргономичная рукоятка позволяет легко манипулировать инструментом.
- Обзор рабочего «окна» не менее 45 мм.
- Стерилизация – газовая. Стерильность изделий в неповрежденной упаковке – не менее 5 лет.