


Зеркало гинекологическое по Куско Юнона

ФСЗ 2007/00493

по Куско, одноразовое, размер 1(S) / 2(M) / 3(L)

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	по Куско
Использование	одноразовое
Размер	1(S) / 2(M) / 3(L)

Дополнительные характеристики

Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско Юнона – компактное легкое и прочное зеркало для гинекологического осмотра.

Особенности:

- Зеркало имеет ребра жёсткости, которые делают створки прочнее и безопаснее.
- Обзорное окно стало больше на 15%.
- Само зеркало более компактное и удобное.

Модификация	Ширина створок
Зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 1/S	20 мм
Зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 2/M	26 мм
Зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 3/L	32 мм

Хатактеристики:

- Прозрачные створки зеркала не искажают окраску слизистой влагалища.
- Усиленные прочностные характеристики зеркала и ориентированный на пациента дизайн повышают безопасность и снижают дискомфорт при использовании инструмента.
- Стерилизация – газовая. Стерильность изделий в неповрежденной упаковке – не менее 5 лет.