

Зонд аспирационный Юнона Classic Combi

ФСЗ 2010/07444

тип С – Пайпель, диаметр 3 мм

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	С – Пайпель
Размер	диаметр 3 мм

Дополнительные характеристики

Зонд аспирационный Юнона Classic Combi (кат. № 051) предназначен для аспирационной биопсии эндометрия. Инструмент дополнительно оснащен переходником для шприца типа «Луер».

Показания

Взятие материала из полости матки для цитологических, гистологических, бактериологических и других исследований состояния эндометрия. С помощью шприца возможно получить дополнительное количество материала или ввести в полость матки раствор.

Характеристики:

- Состоит из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм.
- На дистальном атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия.
- Внутри трубки размещен пластиковый поршень с уплотнительным кольцом.
- Стерилизация газовая.