

## Зонд аспирационный Юнона Profi Combi

ФСЗ 2010/07444

тип С – Пайпель, диаметр 3 мм

Симург ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

|        |              |
|--------|--------------|
| Тип    | С – Пайпель  |
| Размер | диаметр 3 мм |

### Дополнительные характеристики

---

**Зонд аспирационный Юнона Profi Combi** (кат. № 050) предназначен для аспирационной биопсии эндометрия. Инструмент дополнительно оснащен переходником для шприца типа «Луер».

#### Показания

- Взятие материала из полости матки для цитологических, гистологических, бактериологических и других исследований состояния эндометрия.
- Металлический поршень обеспечивает большую жесткость инструмента и делает возможным его применение при стенозированном (суженном) цервикальном канале.
- С помощью шприца возможно получить дополнительное количество материала или ввести в полость матки раствор.

#### Характеристики:

- Состоит из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм.
- На дистальном атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия.
- Внутри трубки размещен **металлический** поршень с уплотнительным кольцом.
- Стерилизация газовая.