

Зонд аспирационный Юнона Profi

ФСЗ 2010/07444

тип С – Пайпель, диаметр 3 мм

Симург ЗАО, Беларусь




Характеристики

Тип	С – Пайпель
Размер	диаметр 3 мм

Дополнительные характеристики

Зонд аспирационный Юнона Profi (кат. № 049) предназначен для аспирационной биопсии эндометрия.

Показания: взятие материала из полости матки для цитологических, гистологических, бактериологических и других исследований состояния эндометрия. Металлический поршень обеспечивает большую жесткость инструмента и делает возможным его применение при стенозированном (суженном) цервикальном канале.



Характеристики:

- Инструмент состоит из гибкой прозрачной трубки (длина 300 мм, диаметр 3 мм).
- На дистальном атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия.
- Внутри трубки размещен **металлический поршень** с уплотнительным кольцом.
- Стерилизация газовая.