

Зонд для энтерального питания SUMI

ФСЗ 2011/10986

зонд для энтерального питания, материал поливинилхлорид без фталатов, по Шарьеру 04 CH / 05 CH / 06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH, длина зонда 400 мм / 1000 мм, с градуировкой, с коннектором, с рентгеноконтрастом

SUMI, Польша



Характеристики

Вид	для энтерального питания
Материал	поливинилхлорид без фталатов
Обозначение по Шарьеру	04 CH / 05 CH / 06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH
Длина зонда	400 мм / 1000 мм
Цветовой код	белый / зеленый / красный / синий / черный
Отверстия	2 шт.
Градуировка	Да
Коннектор	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Зонд для энтерального питания SUMI

- изготовленный из медицинского ПВХ;
- технология «замороженной поверхности»;
- цветная кодировка пробок Luer;
- атравматичный дистальный конец;
- два боковых отверстия;
- градуированный шагом 1 см;
- рентгеноконтрастная полоска;
- без латекса без фталатов;
- стерильный одноразового использования.

размер [CH/FG]	цвет	длина [mm]	каталожный номер
4		400	50-0400
5		400	50-0500
6		400	50-0600
8		400	50-0800
10		400	50-1000
12		400	50-1200
4		1000	51-0400
5		1000	51-0500
6		1000	51-0600
8		1000	51-0800
10		1000	51-1000
12		1000	51-1200