

Зонд дуоденальный SUMI

ФСЗ 2011/10986

зонд дуоденальный, материал поливинилхлорид без фталатов, по Шарьеру 08 CH / 09 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 25 CH, длина зонда 1250 мм, с градуировкой, с коннектором, с оливой, с рентгеноконтрастом

SUMI, Польша



Характеристики

Вид	дуоденальный
Материал	поливинилхлорид без фталатов
Обозначение по Шарьеру	08 CH / 09 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 25 CH
Длина зонда	1250 мм
Отверстия	4 шт.
Градуировка	Да
Коннектор	Да
Олива	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Зонд дуоденальный SUMI

- изготовленный из медицинского ПВХ;
- технология «замороженной поверхности»;
- ветовой код размеров по цвету коннектора;
- четыре боковых отверстия;
- длина 1250 мм;
- метка глубины на 450 / 550 / 650 / 750 мм с дистального конца;
- атравматичный дистальный конец;
- без риска перегибания;
- доступен в версии: с рентгеноконтрастной полосой и с проводником /с центральным отверстием и рентгеноконтрастной полоской / с оливой и рентгеноконтрастной полоской;
- без латекса без фталатов;
- стерильный одноразового использования.

размер [CH/FG]	цвет	каталожный номер			
		с рентгеноконтрастной полосой	с рентгеноконтрастной полосой и с проводником	с центральным отверстием и рентгеноконтрастной полоской	с гирькой и рентгеноконтрастной полоской
8		60-0800	60-0860	61-0800	62-0800
10		60-1000	60-1060	61-1000	62-1000
12		60-1200	60-1260	61-1200	62-1200
14		60-1400	60-1460	61-1400	62-1400
16		60-1600	60-1660	61-1600	62-1600
18		60-1800	60-1860	61-1800	62-1800
20		60-2000	60-2060	61-2000	62-2000
22		60-2200	60-2260	61-2200	-
25		60-2500	60-2560	61-2500	-