

Зонд кишечный МедСил двухканальный силиконовый ЗКС № 21

ФСР 2009/06536

зонд кишечный / для энтерального питания,  
двухпоточный, материал силикон, длина зонда 1550  
мм, с коннектором, с проводником

МедСил ЗАО, Россия



Характеристики

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Вид                     | кишечный / для энтерального питания |
| Двухпоточный            | Да                                  |
| Материал                | силикон                             |
| Длина зонда             | 1550 мм                             |
| Наружный диаметр трубки | 7.0 мм                              |
| Отверстия               | 5 шт.                               |
| Коннектор               | Да                                  |
| Проводник               | Да                                  |

Дополнительные характеристики

Зонд ЗКС № 21 предназначен для аспирации кишечного содержимого при синдроме недостаточности функций кишечника (парезы и параличи), проведения тестовых исследований состояния переваривающей и всасывательной функции кишки и проведения длительного энтерального питания. Зонд ЗКС-№ 21м предназначен для лечения эндо- и экзотоксикозов путем кишечного лаважа и последующего энтерального питания.

Технические характеристики.

Зонд выполнен в виде гладкой двухканальной трубки. Продольная перегородка разделяет малый (перфузионный) и большой (аспирационный) каналы. Дистальное окончание оснащено гибким рентгеноконтрастным наконечником с гнездом для направителя.

Различие между зондами заключается в расположении боковых отверстий. В зонде ЗКС № 21 отверстия аспирационного канала находятся возле дистального окончания, а отверстие перфузионного канала — на 350 мм проксимальнее. В зонде ЗКС № 21-м отверстие перфузионного канала находятся возле дистального окончания, а отверстия аспирационного канала — на 350 мм проксимальнее.

- диаметр наружный - 7.0 мм;
- толщина стенки - 1.1 мм;
- длина - 1550 мм;
- количество отверстий - 5, Ø 5 мм.

