


Зонд кишечный МедСил одноканальный полиэтиленовый ЗКП № 8

ФСР 2009/06536

зонд кишечный, материал полиэтилен, длина зонда 3000 мм, с коннектором, с проводником, с рентгеноконтрастом

МедСил ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	кишечный
Материал	полиэтилен
Длина зонда	3000 мм
Наружный диаметр трубки	2.5 мм
Коннектор	Да
Проводник	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Предназначен для введения питательных растворов и смесей. Разработан для заведения через канал эндоскопа.

Технические характеристики:

Выполнен в виде трубки с открытыми концами. изготовлен из медицинского полиэтилена. ЗКП № 8р - рентгеноконтрастный дополнительно снабжен съёмным адаптером луер.

- диаметр наружный - 2.5 мм;
- толщина стенки - 0.3 мм / 0.5 мм;
- длина - 3000 мм.