

Зонд пищеводно-желудочный МедСил спадающийся
одноканальный силиконовый ЗПЖС № 29

ФСР 2009/06536

зонд желудочный / для энтерального питания /
пищеводный, спадающийся, материал силикон, длина
зонда 1200 мм, с коннектором, с проводником

МедСил ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	желудочный / для энтерального питания / пищеводный
Спадающийся	Да
Материал	силикон
Длина зонда	1200 мм
Наружный диаметр трубки	9.5 мм
Отверстия	2 шт.
Коннектор	Да
Проводник	Да

Дополнительные характеристики

Зонд ЗПЖС одноканальный предназначен для кормления больных с повреждением пищевода и нарушением глотания.

Технические характеристики.

Выполнен в виде гладкой спадающейся трубки, имеющей наконечник с гнездом для направителя и боковые отверстия.

- диаметр наружный - 9.5 мм;
- толщина стенки - 0.5 мм;
- длина - 1200 мм;
- количество отверстий - 2, с Ø - 5.5 мм.