

Зонд силиконовый МедСил для декомпрессии желудочно-кишечного тракта ЗДС / ЗТДС / ЗТДСК / ЗТДСУ

ФСР 2010/06804

зонд желудочно-кишечный, материал силикон, длина зонда 1400 мм / 3000 мм, с оливой

МедСил ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	желудочно-кишечный
Материал	силикон
Длина зонда	1400 мм / 3000 мм
Наружный диаметр трубки	2.7 мм / 3.0 мм / 3.3 мм / 4.0 мм / 4.6 мм / 5.0 мм / 5.3 мм / 6.0 мм / 6.8 мм / 7.0 мм / 8.0 мм / 9.0 мм / 10.0 мм / 11.0 мм / 12.0 мм / 13.0 мм / 14.0 мм / 15.0 мм
Отверстия	1 / 2 / 25 шт.
Олива	Да

Дополнительные характеристики

Зонд силиконовый МедСил для декомпрессии желудочно-кишечного тракта ЗДС / ЗТДС / ЗТДСК.
Наконечник в виде оливы облегчает заведение зонда (ЗТДСУ). Длины, количество и расположение боковых отверстий в зондах могут оговариваться при заказе.

		наружный диаметр	внутренний диаметр	длина	количество отверстий
ЗДС № 16-1		5,3 мм	2,5 мм	1400 мм	1
ЗДС № 16-2		5,3 мм	2,5 мм	1400 мм	2
ЗДС № 18-1		6 мм	3,5 мм	1400 мм	1
ЗДС № 18-2		6 мм	3,5 мм	1400 мм	2
ЗДС № 24-1		8 мм	5 мм	1400 мм	1
ЗДС № 24-2		8 мм	5 мм	1400 мм	2
ЗДС № 27-1		9 мм	6 мм	1400 мм	1
ЗДС № 27-2		9 мм	6 мм	1400 мм	2
ЗДС № 33-1		11 мм	8 мм	1400 мм	1
ЗДС № 33-2		11 мм	8 мм	1400 мм	2
ЗДС № 39-1		13 мм	9,5 мм	1400 мм	1
ЗДС № 39-2		13 мм	9,5 мм	1400 мм	2
ЗДС № 42-1		14 мм	10 мм	1400 мм	1
ЗДС № 42-2		14 мм	10 мм	1400 мм	2
ЗТДС № 24	для тотальной	8 мм	5 мм	3000 мм	25
ЗТДС № 33	декомпрессии ЖКТ	11 мм	8 мм	3000 мм	25
ЗТДСК № 24	с уплотнительными	8 мм	5 мм	3000 мм	25
ЗТДСК № 33	кольцами	11 мм	8 мм	3000 мм	25
ЗТДСУ № 24	с наконечником	8 мм	5 мм	3000 мм	25
ЗТДСУ № 33	в виде оливы	11 мм	8 мм	3000 мм	25