

Зонд силиконовый МедСил для остановки кровотечения из вен пищевода ЗСКП-18-1

ФСР 2009/06538

зонд пищеводный, трехпоточный, материал силикон, длина зонда 1000 мм, с баллоном

МедСил ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	пищеводный
Трехпоточный	Да
Материал	силикон
Длина зонда	1000 мм
Наружный диаметр трубки	6.0 мм
Отверстия	25
С баллоном	Да

Дополнительные характеристики

Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода ЗСКП (по типу Блэкмора)

Зонд силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода предназначен для лечения больных с кровотечением из варикозно расширенных вен при портальной гипертензии в хирургических отделениях клиник и больниц.

Технические характеристики.

Зонд выполнен в виде гладкой трехканальной трубки, имеющей с одного конца наконечник и два фиксировано раздувающихся баллона, а с другого конца — узел разведения каналов зондов