

Зонд уrogenитальный Симург Ложка Фолькмана

ФСЗ 2007/00494

тип В – ложка Фолькмана

Симург ЗАО, Беларусь




Характеристики

Тип	В – ложка Фолькмана
-----	---------------------

Дополнительные характеристики

Инструмент гинекологический: ложка Фолькмана (кат. № 022) – зонд уrogenитальный тип В – одноразовый инструмент для взятия материала с поверхности слизистых. Состоит из рукоятки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек разного размера.

Image not found or type unknown



Применение: позволяет одновременно выполнить взятие материала с поверхности шейки матки или из цервикального и мочеиспускательного канала. При необходимости ложкой Фолькмана можно выполнить соскоб.

Стерилизация газовая.