

Зонд Юнона тампон

ФСЗ 2009/04877

тип Н – тампон

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	Н – тампон
Исполнение	односторонний

Дополнительные характеристики

Зонд «Юнона»: тампон (кат. № 042) – состоит из ручки, на конце которой размещена насадка-тампон.

Показания:

- Забор материала для приготовления мазка-отпечатка.
- Нанесение на поверхность слизистых жидких лекарственных форм или мазей.

Характеристики:

- Тампон изготовлен из гигроскопического материала.
- Стерилизация газовая.

