

Зонд Юнона цитощетка плюс

ФСЗ 2009/04877

тип D – цитощетка, диаметр 6 мм

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	D – цитощетка
Исполнение	односторонний
Размер	диаметр 6 мм

Дополнительные характеристики

Зонд «Юнона»: цитощетка плюс (кат. № 039) – современный одноразовый инструмент для взятия материала с поверхности слизистых оболочек.

Показания: взятие материала для цитологических, микробиологических исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике.

Характеристики:

- При необходимости рабочая часть может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке. Это позволяет адаптировать инструмент в зависимости от анатомических особенностей зоны, с которой выполняется взятие материала.
- **Полимерная капля** исключает риск травматизации слизистой при проведении исследования.
- Наличие мягких эластичных щетинок на рабочей части цитощетки позволяет собрать большое количество материала для различных видов исследований.
- Стерилизация газовая.

