

Зонд Юнона цитощетка с тампоном

ФСЗ 2009/04877

тип D – цитощетка / Н – тампон

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	D – цитощетка / Н – тампон
Исполнение	двусторонний

Дополнительные характеристики

Зонд «Юнона»: цитощетка с тампоном (кат. № 045) – одноразовый инструмент для взятия материала с нескольких участков слизистых оболочек (цервикальный канал и поверхность шейки матки).

Характеристики:

- Обеспечивает репрезентативное атравматичное взятие материала с нескольких участков.
- Рабочая часть «цитощетка» содержит эластичные щетинки, которые обеспечивают возможность качественного забора материала для цитологических и других исследований.
- Рабочая часть «тампон» изготовлен из гигроскопического материала и применяется для взятия материала (мазок-отпечаток) с поверхности слизистых, удаления избытка выделений перед взятием материала для цитологических исследований.
- При необходимости рабочая часть «цитощетка» может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке. Это позволяет адаптировать инструмент в зависимости от анатомических особенностей зоны, с которой выполняется забор материала.
- Стерилизация газовая.