

## Зонд Юнона урогенитальный с тампоном

ФСЗ 2009/04877

тип А – универсальный / Н – тампон

Симург ЗАО, Беларусь




### Характеристики

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Тип        | А – универсальный / Н – тампон |
| Исполнение | двусторонний                   |

### Дополнительные характеристики

**Зонд «Юнона»: урогенитальный с тампоном** (кат. № 047) предназначен для взятия материала из уретры у мужчин и женщин.



#### Характеристики:

- Состоит из эргономичной рукоятки, на одном из концов которой размещена рабочая часть в виде стержня из эластичного материала. На противоположном конце рукоятки размещена насадка – тампон из гигроскопического материала
- Насадка «тампон» позволяет удалить избыток выделений, может быть использован для взятия мазка – отпечатка.
- Стерилизация газовая.