

Зонд Юнона урогенитальный

ФСЗ 2009/04877

тип А – универсальный

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	А – универсальный
Исполнение	односторонний

Дополнительные характеристики

Зонд «Юнона»: урогенитальный (кат. № 041) – предназначен для забора материала из уретры у мужчин и женщин.

Характеристики:

- Состоит из эргономичной рукоятки, на одном из концов которой размещена рабочая часть в виде ребренного по винтовой линии стержня из эластичного материала.
- Обеспечивает репрезентативное атравматичное и безболезненное взятие материала из уретры у мужчин и женщин.
- Стерилизация газовая.