

Зонд Юнона цервикальная щетка комбинированная плюс

ФСЗ 2009/04877

тип F – комбинированный

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	F – комбинированный
Исполнение	односторонний

Дополнительные характеристики

Зонд «Юнона»: цервикальная щетка комбинированная плюс (кат. № 225) предназначен для взятия материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала для бактериологических, цитологических (Pap-test) и других исследований.

Описание

Зонд состоит из полимерной рукоятки, на одном из концов которой размещена съемная рабочая часть. Рабочая часть выполнена в виде множества параллельных рукоятке гибких полимерных щетинок различной длины и центрального стержня. Параллельные рукоятке полимерные щетинки обеспечивают взятие материала с поверхности шейки матки, а щетинки центрального стержня обеспечивают взятие материала из глубины цервикального канала и с области наружного зева шейки матки.

Особенность: зонд дополнительно оснащен сбрасывателем для удобного отсоединения рабочей части.

Инструменты подходят для любых типов виал.

