

Зонд Юнона урогенитальный флокированный

ФСЗ 2009/04877

тип А – универсальный

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	А – универсальный
Исполнение	односторонний

Дополнительные характеристики

Зонд «Юнона»: урогенитальный флокированный (кат. № 217) – предназначен для забора материала из уретры у мужчин и женщин.

Характеристики:

- Представляет собой полимерную рукоятку с размещенной в ней транспортной колбой с одной стороны и гибкую полимерную рабочую часть покрытую флоком – с другой.
- Обеспечивает репрезентативное атравматичное и безболезненное взятие материала из уретры у мужчин и женщин.
- Стерилизация газовая.
- При необходимости рабочая часть зонда может быть отломана и помещена либо в транспортную среду, либо в транспортную колбу в рукоятке зонда.

