

Зонд желудочный Vygon 1340.06 - 1340.12

ФСЗ 2012/12740

зонд желудочный, двухпоточный, материал
полиуретан, по Шарьеру 06 СН / 08 СН / 10 СН / 12
СН, длина зонда 600 мм / 900 мм / 1200 мм, с
градуировкой, с рентгеноконтрастом

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Вид	желудочный
Двухпоточный	Да
Материал	полиуретан
Обозначение по Шарьеру	06 СН / 08 СН / 10 СН / 12 СН
Длина зонда	600 мм / 900 мм / 1200 мм
Отверстия	6 / 10 шт.
Градуировка	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Двухпоточный желудочный зонд используется для предотвращения аккумуляции желудочного сока и воздуха, позволяет проводить декомпрессию желудка с одновременной аспирацией без травмирования слизистой оболочки желудка. Биконический адаптер предусмотрен на дистальном участке основного канала, чтобы увеличить выбор возможных соединений.