

Зонд желудочный Vygon 340.06 - 340.12

ФСЗ 2012/12740

зонд желудочный, двухпоточный, материал
поливинилхлорид без фталатов, по Шарьеру 06 CH /
08 CH / 10 CH / 12 CH, длина зонда 600 мм / 900 мм /
1200 мм, с градуировкой, с рентгеноконтрастом

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Вид	желудочный
Двухпоточный	Да
Материал	поливинилхлорид без фталатов
Обозначение по Шарьеру	06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH
Длина зонда	600 мм / 900 мм / 1200 мм
Отверстия	6 / 10 шт.
Градуировка	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Двухпоточный желудочный зонд используется для предотвращения аккумуляции желудочного сока и воздуха, позволяет проводить декомпрессию желудка с одновременной аспирацией без травмирования слизистой оболочки желудка. Биконический адаптер предусмотрен на дистальном участке основного канала, чтобы увеличить выбор возможных соединений.