

Зонд желудочный SUMI

ФСЗ 2011/10986

зонд желудочный, материал поливинилхлорид без фталатов, по Шарьеру 10 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH / 35 CH, длина зонда 800 мм / 1000 мм, с градуировкой, с коннектором, с проводником, с рентгеноконтрастом

SUMI, Польша



Характеристики

Вид	желудочный
Материал	поливинилхлорид без фталатов
Обозначение по Шарьеру	10 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH / 35 CH
Длина зонда	800 мм / 1000 мм
Отверстия	центральное
Градуировка	Да
Коннектор	Да
Проводник	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Желудочный зонд SUMI

- изготовленный из медицинского ПВХ;
- технология «замороженной поверхности»;
- ветовой код размеров по цвету коннектора;
- два боковых отверстия;
- метка глубины на 450 / 550 / 650 / 750 мм с дистального конца;
- атравматичный дистальный конец;
- без риска перегибания;
- рентгеноконтрастная полоска;
- без латекса без фталатов;
- стерильный одноразового использования.

размер [CH/FG]	цвет	каталожный номер		
		с рентгеноконтрастной полосой 800 mm	с рентгеноконтрастной полосой 1000 mm	с рентгеноконтрастной полосой и с проводником
8		55-0800	56-0800	-
10		55-1000	56-1000	-
12		-	56-1200	56-1260
14		-	56-1400	56-1460
16		-	56-1600	56-1660
18		-	56-1800	56-1860
20		-	56-2000	56-2060
22		-	56-2200	56-2260
25		-	56-2500	56-2560
28		-	56-2800	-
30		-	56-3000	-
32		-	56-3200	-
35		-	56-3500	-