


Зонд желудочный ФреБор однократного применения

ФСЗ 2010/06416

зонд желудочный / для энтерального питания,
материал поливинилхлорид без фталатов, по
Шарьеру 06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH
/ 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH
/ 32 CH, длина зонда 400 мм / 790 мм / 1000 мм /
480/790 мм, с коннектором

ФреБор ПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	желудочный / для энтерального питания
Материал	поливинилхлорид без фталатов
Обозначение по Шарьеру	06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH
Длина зонда	400 мм / 790 мм / 1000 мм / 480/790 мм
Твердость по Шору	A75 / A80
Отверстия	два боковых
Коннектор	Да

Дополнительные характеристики

Предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, а также для энтерального питания. Трубка зонда изготовлена из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов (DEHP / DOP Free). Данное сырье производится на предприятии с применением инновационных европейских материалов, разрешенных в медицинской практик.

Эксплуатационные характеристики

- атравматичный дистальный конец;
- наличие двух боковых отверстий предотвращает риск закупорки;
- зонды желудочные размером CH 06, 08 и 10 оборудованы коннектором «Луер» для возможности присоединения к обычному шприцу;
- термопластичный материал смягчается под воздействием температуры тела;
- цвет воронкообразного коннектора облегчает определение размера зонда по шкале Шарьера;
- индивидуальная упаковка состоит из сваренного по контуру пакета из термоформуемой многослойной пленки и газопроницаемой бумаги, на которой нанесена информация об изделии;
- стерилизация осуществляется окисью этилена в промышленных стерилизационных камерах.

Технические характеристики

- материал - медицинский безфталатный ПВХ пластикат;
- твердость по Шору А80 и А73;
- стерилизация – газовая, этилен оксидом (ЭО);
- упаковочный материал – пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги;
- стерильно внутри, апиrogenно, нетоксично;
- гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 5 лет с даты изготовления.