

Зонд желудочно-кишечный МедСил одноканальный силиконовый
ЗЖКС №15 / ЗЖКСУ № 15

ФСР 2009/06536

зонд желудочно-кишечный, материал силикон, длина зонда 1600 мм, с коннектором, с проводником, с рентгеноконтрастом

МедСил ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	желудочно-кишечный
Материал	силикон
Длина зонда	1600 мм
Наружный диаметр трубки	5.0 мм / 6.0 мм
Отверстия	5 шт.
Коннектор	Да
Проводник	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Предназначены для декомпрессии ЖКТ (в том числе, у детей и подростков) и для введения жидких и густых питательных смесей в желудок и начальные отделы тонкой кишки при сохраненной моторно-эвакуаторной функции ЖКТ.

Технические характеристики:

Выполнены в виде гладкой трубки, имеющей рентгеноконтрастный наконечник с гнездом для направителя и пять боковых отверстий расположенных по спирали, первое — на расстоянии 50 мм от наконечника, следующие — через 7.5 мм.

- диаметр наружный - 5.0 мм / 6.0 мм;
- толщина стенки - 0.5 мм / 1.0 мм;
- длина - 1600 мм;
- количество отверстий - 5, с Ø - 3.0 мм.