


Зонд желудочно-кишечный МедСил силиконовый гастростомический ЗЖКСГ

ФСР 2009/06536

зонд желудочно-кишечный / для энтерального питания, материал силикон, длина зонда 1800 мм, с коннектором, с проводником, с рентгеноконтрастом

МедСил ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	желудочно-кишечный / для энтерального питания
Материал	силикон
Длина зонда	1800 мм
Коннектор	Да
Проводник	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Зонд обеспечивает одновременное проведение аспирации с промыванием желудочного содержимого и энтеральное питание с заведением в область тонкой кишки через гастростому.

Технические характеристики:

В желудочном канале длиной 400 мм, диаметром 11 мм располагается кишечный канал длиной 1100 мм, диаметром 5 мм, длина зонда 1800 мм. Кишечный канал выходит из желудочного через конусный рентгеноконтрастный переходник. В стенке желудочного канала расположен продольный канал для промывания содержимого желудка, каналы имеют боковые отверстия. Каудальный конец кишечного канала оснащен рентгеноконтрастным наконечником с гнездом для стандартного направителя. Наружное окончание зонда содержит отвод желудочного и промывного каналов, оснащен адаптером с колпачком и зажимом. Функционирование зонда после его заведения обеспечивается боковыми отверстиями в стенках желудочного и кишечного каналов.

- диаметр желудочного канала - 11.0 мм;
- диаметр желудочного кишечного - 5.0 мм;
- длина - 1800 мм.