

Зонд желудочно-кишечный МедСил двухканальный универсальный силиконовый ЗЖКСУ № 25

ФСР 2009/06536

зонд желудочно-кишечный, двухпоточный, материал силикон, длина зонда 1600 мм, с притоком воздуха, с проводником, с рентгеноконтрастом

МедСил ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	желудочно-кишечный
Двухпоточный	Да
Материал	силикон
Длина зонда	1600 мм
Наружный диаметр трубки	8.0 мм
Отверстия	25
С притоком воздуха (по Каншину)	Да
Проводник	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Зонд универсальный предназначен для форсированной аспирации содержимого желудка и тонкой кишки с притоком воздуха (по Н. Н. Каншину) и введения питательных растворов и смесей.

Сочетает в себе основные конструктивные элементы зондов ЗКС № 21 и ЗЖКС № 25. Дополнительно имеет кольцевые цветные метки.

Технические характеристики.

Выполнен из силиконовой резины, длина 1600 мм, 2 канала: аспирационный с 25-ю боковыми отверстиями через 25 мм на длине 400 мм и через 45 мм на длине 360 мм; перфузионный канал с одним отверстием рядом с наконечником и отверстие в перегородке между каналами в начале зонда. Наконечник выполнен из рентгеноконтрастной резины с гнездом для направителя. Кольцевая цветная метка.

- диаметр наружный - 8.0 мм;
- толщина стенки - 1.5 мм;
- длина - 1600 мм;
- количество отверстий - 25, с Ø - 4.8 мм.

