

Зонды желудочно-кишечные двухканальные силиконовые ЗЖКС № 25 / ЗЖКС № 33

ФСР 2009/06536

зонд желудочно-кишечный, двухпоточный, материал силикон, длина зонда 2450 мм, с притоком воздуха, с проводником

МедСил ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	желудочно-кишечный
Двухпоточный	Да
Материал	силикон
Длина зонда	2450 мм
Наружный диаметр трубки	8.2 мм / 11.0 мм
Отверстия	15
С притоком воздуха (по Каншину)	Да
Проводник	Да

Дополнительные характеристики

Предназначены для форсированной аспирации содержимого желудка и тонкой кишки с притоком воздуха (по Н. Н. Каншину).

Технические характеристики:

Выполнены в виде гладкой двухканальной трубки с наконечником и уплотнительными кольцами и боковыми отверстиями в присасывающем канале. В непосредственной близости к наконечнику в перегородке и боковой стенке на одном уровне имеются овальные отверстия.

- диаметр наружный - 8.2 мм / 11.0 мм;
- толщина стенки - 1.5 мм;
- длина - 2450 мм;
- количество отверстий - 15, с Ø - 3.0 мм / 5.0 мм.