

Зонды желудочно-кишечные МедСил комбинированные ЗЖКК № 21 / ЗЖКК № 24

ФСР 2009/06536

зонд желудочно-кишечный, материал полиуретан /
силикон, длина зонда 1600 мм, с коннектором, с
проводником, с рентгеноконтрастом

МедСил ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	желудочно-кишечный
Материал	полиуретан / силикон
Длина зонда	1600 мм
Коннектор	Да
Проводник	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Зонды ЗЖКК предназначены для эвакуации желудочного содержимого при гастростазе при одновременном проведении энтеральной зондовой нутритивной поддержки.

Технические характеристики:

Кишечный полиуретановый канал выходит из желудочного силиконового канала через конусный рентгеноконтрастный переходник. Каудальный конец кишечного канала оснащен кольцевым наконечником для удобства эндоскопической установки зонда в просвет тонкого кишечника. Рентгеноконтрастность всего кишечного канала и участка окончания желудочного канала обеспечивает возможность рентгенологического контроля расположения зонда по всей длине. К зонду прилагается пластмассовый направитель, оснащенный передвижаемой цилиндрической ручкой.

- диаметр желудочного канала - 7.0 мм/ 8.0 мм;
- диаметр желудочного кишечного - 3.0 мм;
- длина - 1600 мм.