

Зонт вытяжной Артинокс АТ-В013

ФСЗ 2010/06374

вытяжной купол, материал металл, материал
нержавеющая сталь, экран отсутствует, без опор
опоры, без освещения, без УФ, тумба отсутствует,
размер 600×600×500 / 1000×1000×500 /
2000×2000×500 / 2400×800×400 мм



Артинокс ЧТПУП, Беларусь

Характеристики

Вид	вытяжной купол
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Защитный экран	отсутствует
Опоры	без опор
Блок освещения	без освещения
Блок УФ	без УФ
Тумба	отсутствует
Размер	600×600×500 / 1000×1000×500 / 2000×2000×500 / 2400×800×400 мм

Дополнительные характеристики

Шкаф вытяжной лабораторный АТ-В013

Каркас: нержавеющая сталь.
Крепежный фланец: 250×250×250 мм.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 600×600×500 / 1000×1000×500 / 2000×2000×500 / 2400×800×400 мм.