Электронейромиограф «Нейро-МВП-8»

ФСР 2008/03365

8-канальный, сигнал электростимуляции, педальный переключатель

НейроСофт ООО, Россия



Основные характеристики

Количество каналов	8-канальный
Сигналы	электростимуляции
Педальный переключатель	Да
Методики воздействия	электронейромиография (ЭНМГ) / электромиография (ЭМГ) / нервно-мышечная передача / оценка количества двигательных единиц (MUNE) / соматосенсорные вызванные потенциалы мозга (ССВП) / зрительные вызванные потенциалы мозга (ЗВП) / слуховые вызванные потенциалы мозга (СВП) / вестибулярные миогенные вызванные потенциалы мозга (ВМВП) / когнитивные вызванные потенциалы мозга (P300, MMN, CNV, MRCP, P50) / интероперационный нейрофизиологический мониторинг (ИОМ) и др. в зависимости от дополнительных модулей

Комплектация

Комплектация	- блок усилителей USB / блок Аудио-Видео стимулятора - блок управления токовым стимулятором «Нейро-МВП» - штатив настольный ШН-4 - крепление для установки электронного блока на штатив - клавиатура функциональная КФ-02 в комплекте с кабелем и адаптером - адаптер USB-Bluetooth - кабель USB A-B с фильтрами (1.8 м) - руководство по эксплуатации «КФ-02» - комплект упаковки КФ-02 - кнопка пациента - НСФТ 028353.005 Блок педального управления - аудиостимулятор (аудиометрические наушники) TDH-39 (разъем 3.5 стерео) - видеостимулятор (светодиодные очки) - колонки - гель электродный «Унимакс» (250 г.) - паста электродная клеящая «Унипаста» (120 г.) - крем (паста) подготовительный EVERI (160 г.) - электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (взрослый) ЭС-2 - стимулятор нервов вилочковый с регулируемым межэлектродным расстоянием и поворотным механизмом "Скат" - электрод чашечковый с кабелем отведения (8 шт., 1 м) - стимулирующий отводящий кольцевой электрод на палец (широкий) с кабелем отведения ЭСО-2 - электрод заземляющий с кабелем отведения (малый/средний) ЭЗ-1 - электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием (взрослый/детский) ЭП-2 - электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным расстоянием с кабелем отведения ЭПП-1 - адаптер универсальный для подключения концентрических игольчатых электродов D60451 - электрод одноразовый для ЭКГ F9049 (Fiab, Италия) 22×34мм – 100 шт. - кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof - электрод одноразовый концентрический игольчатый B50600 – 25 шт. - держатель для электродов - объединитель однополярных гнезд - рулетка измерительная белая «Капля» - монитор 18,5" - внешний разветвитель USB-порта КМ-7-2 в комплекте с кабелями

Дополнительные характеристики

«Нейро-МВП-8» имеет встроенные стимуляторы для регистрации ВП всех модальностей, можно выполнить практически все известные сегодня методики исследования ЭМГ и ВП.
Модульная архитектура - «Нейро-МВП-8» состоит из следующих блоков:
- 2 четырехканальных усилителя
- аудиовидеостимулятор
- токовый стимулятор
- беспроводная клавиатура для быстрого запуска наиболее востребованных команд
- блок педального управления.

Все блоки подключаются к компьютеру через USB, что позволяет гибко комбинировать их для получения конфигурации, соответствующей именно вашим потребностям. Например, для исследования коллизии сенсорного проведения подключите второй токовый стимулятор в свободный USB-порт. Всего имеется возможность подключить до 10 различных USB-блоков в различных комбинациях.