Фиксирующий ортез голеностопного сустава ORTEX 06D

ФСЗ 2010/08003

ортез / шина, для нижних конечностей, фиксация ремень с текстильной застежкой

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез / шина
Назначение	для нижних конечностей
Фиксация	ремень с текстильной застежкой
Материал	пластик / хлопок

Дополнительные характеристики

Показания:
- долечивание после дисторсий голеностопного сустава;
- долечивание после консервативного и оперативного лечения переломов в области голеностопа;
- фиксация нестабильностей в области голеностопного сустава.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Описание изделия: Ортез состоит из двух анатомических прфолированных пластиковых частей, выложенных мягкой прокладкой с дифференцирующей компрессией. В нижней части под пяткой обе части соединены ремешком, с помощью которого можно отрегулировать ортез в зпвисимости от ширины стопы. Фиксация к голеностопу обеспечена двумя закрепляющими ремнями. Ортез является универсальным для правой и левой ноги.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Внутренняя текстильная часть изготовлена из 100% хлопкового трикотажа, наружная – сложный полиэфир.

Советы по уходу: бережная ручная стирка в обычном средстве при +40º С, без отжима. При стирке необходимо вынуть все усилители. Изделие с текстильными застежками нужно стирать застегнутым.