Гематологический контроль (Hematology control) MEK-5DN / MEK-5DL / MEK-5DH

РЗН 2019/8937



контроль, для анализаторов Nihon Kohden,
нормальный / низкий / высокий, 3 мл

Nihon Kohden Corporation, Япония

Характеристики

Тип	контроль
Для анализаторов	Nihon Kohden
Уровень	нормальный / низкий / высокий
Объем	3 мл
Срок использования	14 дней

Дополнительные характеристики

Для анализаторов: MEK 7222 / MEK 7222K / MEK 7300 / MEK 7300K / MEK 8222 / MEK 8222K / MEK-X.