
Диагностический реагент Dialab Кальций

ФСЗ 2009/05840

реагенты, система открытая, электролиты, кальций, метод определения цветометрический, конечный (Endpoint), метод нарастающей реакции, метод CPC, объем 50 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	электролиты
Параметр определения	кальций
Метод	цветометрический, конечный (Endpoint), метод нарастающей реакции, метод CPC
Материал исследования	моча / плазма крови / сыворотка крови
Объем	50 мл
Состав набора	R1: 4×50 ml R2: 1×50 ml

Дополнительные характеристики

Кальций, Calcium, CPC

Диагностический реагент для количественного определения in vitro кальция в человеческой сыворотке, плазме или моче при помощи фотометрических систем.

Метод теста - цветометрический, конечный (Endpoint), метод нарастающей реакции, метод CPC.