Ликвичек Контроль «Гематология (С)» / Liquichek Hematology Control (C)

ФСЗ 2009/05388



контроль, для анализаторов Beckman Coulter,
нормальный / низкий / высокий / трехуровневый, 5 мл

Bio-Rad Laboratories, США

Характеристики

Тип	контроль
Для анализаторов	Beckman Coulter
Уровень	нормальный / низкий / высокий / трехуровневый
Объем	5 мл
Срок использования	с момента производства - 105 дней, после вскрытия - 14 дней

Дополнительные характеристики

Аттестованный контрольный материал для гематологических исследований, предназначенный для оценки результатов, полученных на гематологических анализаторах **Beckman Coulter** с общим анализом крови и 5-уровневой дифференцировкой лейкоцитарной формулы.
Аттестованные значения для анализаторов **Beckman Coulter** STKS, LH 500, LH 700, MAXM, HmX и GEN-S.

Фасовка:
- 4×5 мл - низкий / нормальный / высокий;
- 12×5 мл - трехуровневый (4 флакона для каждого уровня).

Хранение и стабильность:
- 105-дневный срок годности при температуре 2-8°С (с момента производства);
- стабильность вскрытого флакона – 14 дней при температуре 2-8°С.