Маска рото-носовая Lowenstein JOYCEeasy next FF

РЗН 2015/3353

рото-носовая, вентилируемая / невентилируемая, с лобным упором, размер S / M / L

Lowenstein Medical, Германия



Характеристики

Прилегание к лицу	рото-носовая
Тип	вентилируемая / невентилируемая
Лобный упор	с лобным упором
Размер	S / M / L

Дополнительные характеристики

Маска JOYCEeasy next Full Face используется для лечения остановки дыхания во время сна и для неинвазивной и нежизнеобеспечивающей ИВЛ у пациентов с вентиляционной дыхательной недостаточностью.





Модификации:
• Маска JOYCEeasy next FF vented – вентилируемая (с портом сброса воздуха). Используются для неинвазивной вентиляции легких с аппаратами, не имеющими собственную систему отвода отработанного воздуха.
• Маска JOYCEeasy next FF non vented – невентилируемая (без порта сброса воздуха). Используются для неинвазивной вентиляции легких с аппаратами, имеющими собственную систему отвода отработанного воздуха. Шарнирное соединение имеет синий цвет, чтобы его легче можно было отличить от маски с портом сброса воздуха.

Размеры: S / M / L.

Особенности:
- Модульная концепция: практически все элементы взаимозаменяемы.
- Мягкая часть маски рассчитана для работы с высоким давлением до 40 гПа.
- Регулируемый налобный фиксатор.
- Чрезвычайно тихая система выдоха, наличие подвижного соединения ball-and-socket (для вентилируемых масок).
- Отсутствие неприятного потока воздуха на лицо пациента не зависимо от положения поворотного соединения.

- Возможность подключения эндоскопического адаптера для проведения эндоскопии, не отключая пациента от вентиляции.

Сравнение рото-носовых масок серии JOICE

JOYCEone FF	JOYCEeasy FF	JOYCEeasy next FF	JOYCE SilkGel FF
 один размер / более широкая и гибкая на переносице	 более широкая на переносице / размеры подходят для более длинных лиц, чем JOYCE	 более широкая и длинная, чем JOYCEeasy Full Face / высокие давления	 более узкая на переносице / заполнена гелем